

工学部 CE2000 液体窒素の汲み出し

(平成24年6月版)

1. 汲み出し利用日: 月曜日～金曜日
(祝祭日除く)
2. 利用時間: 8時～18時
3. **初めてくみ出すグループは、事前に
管理担当者に連絡してください。**

担当者: 西村(電話076-445-6844)

メールアドレス: nishi@eng.u-toyama.ac.jp



サク内に入る前に必ず確認すること

貯槽内の圧力が**0.5MPa**を超えていたら、**立ち入り禁止**。電話076-445-6844に連絡する




立ち入り前の安全確認

主安全弁が白く凍り付いていたら危険

ブロー弁は常にガスを吹き出している。止まっていたら危険

配管安全弁が白く凍り付いていたら危険

降圧調整弁が白く凍り付いていたら危険



記録簿への記帳、革手袋



ハカリの電源をONにしてから、容器を載せる。
そしてゼロ設定をする。

① 電源ON

② 容器を
載せる

③ ゼロ設定



汲み出しの注意

1. はじめはゆっくりバルブを開ける

容器内に液体が残っている場合は、吹き出して目などに入る危険がある。

2. バルブを全開にしない

凍り付いて閉まらなくなることがある。



